



## Anti-His单克隆抗体

### 【产品简介】

本品为苏州欣协自主研发，经真核表达系统表达、纯化获得的高纯度抗体，可以特异性识别带有 His-tag 的重组蛋白或多肽。推荐作为 Elisa 检测中的一抗，稀释比例为 1:1000~1:3000。

### 【产品信息】

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 货号    | 51-01-0037             |
| 规格    | 100 $\mu$ L            |
| 浓度    | 1mg/mL                 |
| 种属    | 小鼠                     |
| 抗体亚型  | IgG1                   |
| 表达系统  | CHO 细胞                 |
| 分子量   | 150kDa                 |
| 外观    | 无色澄清液体                 |
| 储存缓冲液 | 10mM PBS, 50%甘油, pH7.4 |
| 储存条件  | -20 $^{\circ}$ C       |
| 有效期   | 1 年                    |