

Anti-Flag单克隆抗体

【产品简介】

本品为苏州欣协自主研发，经真核表达系统表达、纯化获得的高纯度抗体，可以特异性识别带有 Flag-tag (DYKDDDDK) 的重组蛋白或多肽。推荐作为 Elisa 检测中的一抗，稀释比例为 1:5000~1:8000。

【产品信息】

货号	51-01-0038
规格	100 μ L
浓度	1mg/mL
种属	小鼠
抗体亚型	IgG1
表达系统	CHO 细胞
分子量	150kDa
外观	无色澄清液体
储存缓冲液	10mM PBS, 50%甘油, pH7.4
储存条件	-20 $^{\circ}$ C
有效期	1 年