



CD3功能抗体-生物素，小鼠(92-01-0320)

[组分]

CD3 功能抗体-生物素，小鼠

[规格] 100 µg in 1 mL。

[产品形式] 抗体在 pH 值为 7.2 的磷酸盐缓冲盐水（PBS）中供应。产品不含防腐剂，经无菌过滤。请务必在无菌条件下处理。

[内毒素水平] 经检测，内毒素含量不超过 0.01 纳克/微克蛋白质。

[储存条件] 2 - 8 °C 避光保存，请勿冷冻。有效期见试剂外标签。

[克隆号] 145-2C11

[克隆类型] 单克隆

[亚型] 仓鼠 IgG1

[宿主] 仓鼠

[抗体类型] 一抗，功能级抗体

[种属反应性] 小鼠

[抗原] CD3ε

[抗原的替代名称] CD3e, CD3epsilon, T3E, T3

[抗原分子量[kDa]] 19

[抗原分布] NK 细胞，T 细胞，胸腺细胞



[应用]

功能测试

功能测试类型：体外 T 细胞与 CD2 和 CD28 抗体的激活和扩增，体内 T 细胞耗竭。